



MOBILITY DESIGNED

# AIR-CRUTCH™

**Crutches**

---

**Muletas**

---

**Béquilles**

---

Instructions For Use  
Instructions D'utilisation  
Instrucciones De Uso



Item # / Article n° / Artículo n.º:  
MD10300BK, MD10300BL, MD10300GR

VER.A.7.25

# Where Real Life Inspires Innovation

Designed with insight from real lives, elevated by next-generation engineering and innovative materials — because everyday support should feel extraordinary.


- The M+D by Drive® Team

## Parts List

- 1 Air Pad
- 2 Handle
- 3 Upper tube frame outer
- 4 Upper tube frame inner
- 5 Lower tube frame
- 6 Adjustable leg
- 7 Air Tip

### Tutorial Videos


Scan QR code for link to tutorial videos



**WEIGHT CAPACITY:** 300 LB / 136 KG  
**USER HEIGHT:** 4'7" - 6'7" (1.4 m - 2.0 m)

# Assembly Instructions


1. Unpack the Crutches. Carefully remove all parts from the packaging and place them on a flat surface.
2. Stand the adjustable leg upright, ensuring the air tip is flat and stable on the ground.
3. Align the upper tube frame tubing ends with the lower tube frame openings.
4. Use your thumbs to depress both snap buttons on the upper tube frame and slide it into the lower tube frame openings.
5. Continue sliding until the snap buttons fully protrude through the adjustment holes, you will hear or feel a click when the sections are securely locked together.



## Height Adjustment

### Removing the Handle Before Adjusting the Upper Frame Height:

1. Unscrew and remove the thumb screw from the side of the crutch.
2. Pull out the threaded rod to unfasten the handle.
3. Leave the handle in place between the upright tubes.




# Height Adjustment

## Adjust the Crutch Height:

*NOTE:* After adjusting, the upper Air pad should be distanced away from your underarm by the width of your palm.

1. Depress both height adjustment snap buttons located near the center of the crutch.
2. Slide the top section up or down to desired height.
3. Release the snap buttons into the desired holes. You should hear or feel them click into place.
4. Adjust the lower leg length to desired height range.
5. The Air pad should now be a palm width away from your underarm.

Diagram A



# Height Adjustment

## Reposition the Handle:

If the handle has been removed, return the handgrip to its spot between the upright tubes so black hard plastic faces down and soft gel pad faces up.


*NOTE:* To help insert the handle, align handle vertically, placing black plastic end of handle angled down, rotate handle so the concave sections of the handle ends align with the tubes.

1. Slide the handle to your preferred height—your elbow should be slightly bent when holding the handle.
2. Align the holes in the frame with the holes in the handle using arrows on handle.

*NOTE:* The handle has two arrows, one at each end; align them with the holes on the tubes.

3. Insert the threaded rod through one side, across the handle, and out the other side.
4. Re-attach and tighten the thumb screw to secure the handle in place.

*NOTE:* The handle is designed so that its ergonomic angle matches the natural angle of your hand, angled slightly downward toward thumb. The handle's angle should be lower towards your thumb not straight across. Soft clear plastic faces upward, the black hard plastic faces down toward ground.



## Safety Check

With crutches positioned per Diagram A on page 4, confirm that you can lean forward comfortably on the handles, using them as your main weight support. You should not need to rest your main weight on the underarm. You should also not have to stand uncomfortably erect. Ensure that all snap-buttons for tubing are firmly in place and handles are secure.



**CAUTION:** Use after proper training under the direction of your doctor or physical therapist. Replace Air-Go™ Crutch Tips if they appear damaged or worn. Use extra caution on wet and slippery surfaces.

## Maintenance and Cleaning

Brush off dust and dirt or wipe with a damp cloth. M+D by Drive recommends periodic visual inspection of this product by the user, to ensure that all parts and hardware are secure, that components are in good working order and not worn, torn, frayed, loose, or rusted, and that there are no obstructions or impediments to normal, safe operation. If any part or mechanism appears to be unsafe or compromised, do not use the product. If you experience problems, please contact the provider that sold you the product or visit [www.drivemedical.com/help](http://www.drivemedical.com/help) for more information.



### **Air-Crutch™ Accessories:**

Replacement Air-Go Crutch Tips MD10208BK  
Scan QR code for link.

# Lifetime Limited Warranty

Your M+D by Drive branded product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for the lifetime of the product for the original consumer purchaser.

This device was built to exacting standards and carefully inspected prior to shipment. This Lifetime Limited Warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and our assurance to the consumer of years of dependable service.

This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters, and grips, which are subject to normal wear and need periodic replacement.

If you have a question about your M+D by Drive device or this warranty, please contact an authorized Drive dealer.



**WARNING:** This product can expose you to chemicals, including bisphenol A (BPA), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

# Quand La Vraie Vie Inspire L'innovation

Quand La Vraie Vie Inspire L'innovation

Conception inspirée de la vraie vie, amélioration grâce à une ingénierie de nouvelle génération et à des matériaux innovants — parce que l'aide au quotidien se doit d'être extraordinaire


- The M+D by Drive® Team

## Liste des pièces

- 1 Coussin d'air
- 2 Poignée
- 3 Cadre extérieur du tube supérieur
- 4 Cadre intérieur du tube supérieur
- 5 Cadre du tube inférieur
- 6 Jambe réglable
- 7 Embout à jet d'air

### Vidéos tutoriels

Balayez le code QR pour obtenir un lien vers les vidéos tutoriels




**Poids maximal:** 136 kg (300 lb)

**Taille de l'utilisateur :** 1,4 m à 2,0 m (4 pi 7 po à 6 pi 7 po)

# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


1. Déballez les béquilles. Retirez toutes les pièces de l'emballage avec précaution et les placez sur une surface plane.
2. Tenir la section des jambes inférieure à la verticale, en veillant à ce que l'extrémité en caoutchouc soit à plat et stable sur le sol.
3. Aligner les extrémités des tubes du cadre supérieur avec les ouvertures du cadre inférieur.
4. Utiliser vos pouces pour appuyer sur les deux boutons-pression en laiton situés dans la section supérieure et les glisser dans les ouvertures des tubes de la section inférieure.
5. Continuer à faire glisser jusqu'à ce que les boutons-pression dépassent complètement à travers les trous de réglage; vous entendrez ou sentirez un clic lorsque les sections sont bien verrouillées ensemble.



## RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

### Retirer la poignée avant de régler la hauteur du cadre supérieur:

1. Dévisser et retirer la vis à serrage à main du côté de la béquille.
2. Tirer sur la tige filetée pour détacher la poignée.
3. Laisser la poignée en place entre les tubes verticaux.




# RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

## Régler la hauteur de la béquille:

*REMARQUE:* Après le réglage, le coussin d'air supérieur doit être éloigné de votre aisselle, de la largeur de votre paume

1. Appuyer sur les deux boutons-pression de réglage de la hauteur situés près du centre de la béquille.
2. Faire glisser la section supérieure vers le haut ou vers le bas jusqu'à la hauteur souhaitée.
3. Relâcher les boutons-pression dans les trous souhaités. Vous devriez entendre ou sentir qu'ils s'enclenchent.
4. Ajuster la longueur de la jambe inférieure à la plage de hauteur souhaitée.
5. Le coussin d'air doit maintenant se trouver à une largeur de paume éloignée de votre aisselle.

Schéma A



# RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

## Repositionner la poignée:

Si la poignée a été retirée, remettre la prise en main à sa place entre les tubes verticaux, de manière à ce que le plastique dur noir soit orienté vers le bas et le coussinet en gel souple soit orienté vers le haut.


*REMARQUE:* Pour insérer la poignée, aligner la poignée verticalement en plaçant l'extrémité en plastique noir de la poignée vers le bas. Faire pivoter la poignée afin que les sections concaves des extrémités de la poignée s'alignent avec les tubes

1. Faire glisser la poignée à la hauteur souhaitée; votre coude doit être légèrement plié lorsque vous tenez la poignée.
2. Aligner les trous du cadre avec les trous de la poignée à l'aide des flèches sur la poignée.

*REMARQUE:* La poignée comporte deux flèches, une à chaque extrémité; alignez-les avec les trous des tubes.


3. Insérez la tige filetée d'un côté, à travers la poignée, puis faites-la sortir de l'autre côté.
4. Fixer à nouveau et serrer la vis à serrage à main pour fixer la poignée en place.

*REMARQUE:* La poignée est conçue de sorte que son angle ergonomique corresponde à l'angle naturel de votre main, légèrement vers le bas vers le pouce. L'angle des poignées doit être dirigé vers vos pouces, et non droit devant. Le plastique souple transparent est orienté vers le haut, le plastique dur noir vers le sol.



## VÉRIFICATION DE LA SÉCURITÉ

Une fois les béquilles positionnées comme indiqué dans le schéma A à la page 10, vérifiez que vous pouvez vous pencher confortablement sur les poignées, en les utilisant comme principal appui pour votre poids. Vous ne devriez pas avoir à appuyer votre poids principal sous les aisselles. Vous ne devriez pas non plus avoir à vous tenir debout inconfortablement. Assurez-vous que tous les boutons-pression du tube sont fermement en place et que les poignées sont bien fixées.

 **MISES EN GARDE:** À utiliser après une formation adéquate sous la direction de votre médecin ou physiothérapeute. Remplacer les embouts de la béquille Air-Go™ s'ils semblent endommagés ou usés. Faire preuve de prudence supplémentaire sur les surfaces humides et glissantes or worn.

## ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Enlever la poussière et la saleté en les brossant ou les essuyer avec un chiffon humide.

M+D by Drive recommande à l'utilisateur de procéder à une inspection visuelle périodique de ce produit pour s'assurer que toutes les parties et pièces sont bien fixées, que les composants sont en bon état et ne sont pas usés, déchirés, effilochés, desserrés ou rouillés, et qu'il n'y a pas d'obstructions ou d'obstacles à l'utilisation normale et sécuritaire. Si une pièce ou un mécanisme semble non sécuritaire ou compromis, ne pas utiliser le produit. En cas de difficultés, veuillez communiquer avec le fournisseur qui vous a vendu le produit ou visitez le site [www.drivemedical.com/help](http://www.drivemedical.com/help) pour obtenir de plus amples renseignements.

# ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Votre produit de marque M+D by Drive est garanti d'être exempt de tout défaut de matériau et de main-d'œuvre pour toute sa durée de vie auprès de son propriétaire initial.


Cet appareil a été fabriqué selon des normes de qualité rigoureuses et a fait l'objet d'une inspection soignée avant l'expédition. Cette garantie à vie limitée témoigne de la confiance que nous portons aux matériaux et à la main-d'œuvre utilisés pour produire nos appareils afin qu'ils puissent offrir aux consommateurs de nombreuses années de service fiable.



## **Accessoires : Vous trouverez l'Air-Crutch™**

Embouts de béquille Air-Go de rechange  
MD10208BK

Scannez le code QR pour le lien

 **AVERTISSEMENT** : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le bisphénol A (BPA), reconnu par l'État de la Californie comme pouvant causer des malformations congénitales ou d'autres effets nuisibles sur la reproduction. Pour plus d'information, visitez [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

# Donde La Vida Real Inspira A La Innovación


Diseño acorde a perspectivas de vidas reales, elevado con tecnología de la próxima generación y materiales innovadores, porque el soporte diario debe sentirse extraordinario

*-El equipo de M+D by Drive®*

## Lista de piezas

- 1 Almohadilla de aire
- 2 Mango
- 3 Marco exterior del tubo superior
- 4 Marco interior del tubo superior
- 5 Marco inferior del tubo
- 6 Pierna ajustable
- 7 Punta de aire


**Videos tutoriales:** Escanee el código QR para obtener un enlace a videos tutoriales



**CAPACIDAD DE PESO:** 136 kg/300 lb  
**ALTURA DEL USUARIO:** 1,4 m - 2,0 m (4'7" - 6'7")

## Instrucciones De Montaje




1. Desembalar las muletas: Retire con cuidado todas las piezas del embalaje y colóquelas sobre una superficie plana.
2. Conecte las secciones superior e inferior.
3. Coloque la sección inferior de la pierna en posición vertical, asegurándose de que la punta de goma quede plana y estable en el suelo.
4. Alinee los extremos superiores del tubo con los orificios inferiores del tubo.
5. Utilice los pulgares para presionar los dos botones metálicos a presión en la sección superior y deslizarlos hacia las aberturas del tubo de la sección inferior.
6. Continúe deslizándolos hasta que los botones a presión sobresalgan por completo a través de los orificios de ajuste; oírás o sentirá un chasquido cuando las secciones queden bien conectadas.



## Ajuste De Altura

### Retire el mango antes de ajustar la altura del marco:

1. Desenrosque y retire el tornillo de mariposa del costado de la muleta.
2. Tire hacia fuera de la varilla roscada para desenroscar el mango.
3. Deje el mango en su lugar entre los tubos verticales.




# Ajuste De Altura

## Ajuste la altura de la muleta

**NOTA:** Después del ajuste, la almohadilla de aire superior debe estar separada de la axila, por el ancho de la palma de la mano

1. Para el ajuste de la altura, presione ambos botones ubicados cerca del centro de la muleta.
2. Deslice la sección superior hacia arriba o hacia abajo hasta la altura deseada.
3. Suelte los botones a presión en los orificios deseados. Debe escuchar o sentir que encajan en su lugar.
4. Ajuste la longitud inferior de la pierna al rango de altura deseado.
5. La almohadilla de aire ahora debe estar separada de la axila por el ancho de palma de la mano.

Diagrama A



# Ajuste De Altura

## Reposicionamiento del mango

1. Si se ha retirado el mango, vuelva a colocar la empuñadura en su punto entre los tubos verticales de modo que el plástico duro negro mire hacia abajo y la almohadilla de gel suave mire hacia arriba.


**NOTA:** Para ayudar a insertar el mango, alinee el mango de forma vertical, colocando el extremo de plástico negro del mango en ángulo hacia abajo, gire el mango de modo que las secciones cóncavas de los extremos de este se alineen con los tubos.

2. Deslice el mango a la altura que prefiera: el codo debe estar ligeramente doblado al sostener el mango.
3. Alinee los orificios del marco con los orificios del mango utilizando las flechas del mango.

**NOTA:** El mango tiene dos flechas, una en cada extremo; alinéelas con los orificios de los tubos.


4. Inserte la varilla roscada de un lado, a través del mango hasta llegar del otro lado.
5. Vuelva a conectar y ajuste el tornillo de mariposa para asegurar el mango en su lugar.

**NOTA:** El mango está diseñado para que su ángulo ergonómico coincida con el ángulo natural de la mano, con un ángulo ligeramente descendente hacia el pulgar. El ángulo de los mangos debe ser más bajo en dirección al pulgar, no recto. El plástico transparente blando mira hacia arriba, el plástico duro negro mira hacia abajo, hacia el suelo.



## Verificación De Seguridad

Con las muletas colocadas según el Diagrama A en la página 10, confirme que puede inclinarse cómodamente hacia adelante sobre los mangos, usándolos como su principal soporte de peso. No debería tener que apoyar todo su peso sobre la axila. Tampoco debería tener que pararse de pie de manera incómoda. Asegúrese de que todos los botones a presión en los tubos estén bien ensamblados y que los mangos estén bien sujetos.

 **PRECAUCIONES:** Usarlas después de una capacitación adecuada bajo la dirección de su médico o fisioterapeuta. Reemplace las puntas de las muletas Air-Go™ si parecen dañadas o desgastadas. Tenga mucho cuidado en las superficies húmedas y resbaladizas.

## Mantenimiento y limpieza

Cepíllelas para sacar el polvo y la suciedad o límpiélas con un paño húmedo.

M+D by Drive recomienda que el usuario realice inspecciones visuales periódicas de este producto para asegurarse de que todas las piezas y herrajes estén bien sujetos, que los componentes estén en buenas condiciones y no estén desgastados, rotos, rasgados, flojos ni oxidados, y que no haya obstrucciones ni impedimentos para un funcionamiento normal y seguro. Si alguna pieza o mecanismo parece no ser seguro o estar comprometido, no utilice el producto. Si tiene problemas, comuníquese con el proveedor que le vendió el producto o visite [www.drivemedical.com/help](http://www.drivemedical.com/help) para obtener más información.

# Garantía limitada de por vida

Su producto de la marca M+D by Drive está garantizado contra defectos de materiales y mano de obra durante toda la vida útil del producto para el comprador consumidor original.

Este dispositivo se construyó de acuerdo con estándares exigentes y se inspeccionó cuidadosamente antes del envío. Esta garantía limitada de por vida es una expresión de nuestra confianza en los materiales y la mano de obra de nuestros productos y nuestra garantía al consumidor de años de servicio confiable.


Esta garantía no cubre la falla del dispositivo debido a mal uso o negligencia del propietario, o al desgaste normal. La garantía no se extiende a componentes no duraderos, como accesorios de goma, ruedas y agarres, que están sujetos al desgaste normal y necesitan reemplazo periódico.


Si tiene alguna pregunta sobre su dispositivo M+D by Drive o sobre esta garantía, comuníquese con un distribuidor de Drive autorizado.



**Accesorios: El Air-Crutch™** Puntas de muletas Air-Go de repuesto MD10208BK

Escanee el código QR para obtener el enlace

 **ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluido el bisfenol A (BPA), que el estado de California reconoce como causante de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).



© 2025 Medical Depot, Inc. dba Drive DeVilbiss Healthcare.  
All rights reserved.  
Mobility Designed® is a trademark of Medical Depot, Inc.  
Port Washington N.Y. 11050 USA  
Made in China

© 2025 Medical Depot, Inc. dba Drive DeVilbiss Healthcare.  
Todos los derechos reservados.  
Mobility Designed® es una marca registrada de Medical Depot, Inc.  
Port Washington, N.Y. 11050, EE. UU.  
Hecho en China

2025 Medical Depot, Inc. exerçant son activité sous le nom de Drive DeVilbiss Healthcare.  
Tous droits réservés.  
Mobility Designed® est une marque déposée de Medical Depot, Inc.  
Port Washington, N.Y. 11050, États-Unis  
Fabriqué en Chine